

HYGISON®

REF HS0501A

FFP2 Maske / FFP2 Mask

Persönliche Schutzmaske

Personal Protective Mask



CE 2797

EN 149: 2001 + A1: 2009

HYGISON®

REF **HS0501A**
2er Packung

FFP2-MASKE

PERSÖNLICHE SCHUTZMASKE EN149:2001+A1:2009

Faltbare Partikel -Atemschutzmaske

Hohe Filtrationseffizienz
Geringer Atemwiderstand
Bequem zu tragen



2 Stück

Ⓢ Einmalgebrauch

CE 2797

2 Stück

Ⓢ Einmalgebrauch

CE 2797

Einsatzbereich / RANGE OF APPLICATIONS:

Geeignet zum Schutz gegen Pulver, PM2.5-Dunst, Bakterien, Speichel, Staub usw. Die Gesichtsmaske ist winddicht und schützt das Gesicht vor Kälte.

suitable for protection against powder, PM2.5 smog, particulates, flu, bacteria, saliva, dust etc. The face mask is good for wind proof and protection the face against cold weather.

Vorsichtsmaßnahmen :

1. Halten Sie die Gesichtsmaske vor dem Gebrauch sauber und berühren Sie nicht die Innenseite.
2. Stellen Sie sicher, dass die Gesichtsmaske zum Gesicht passt, indem Sie das Nasenstück einstellen und die Maskenkante nahe am Gesicht halten.
3. Überprüfen Sie die Luftdichtung der Maske. Verwenden Sie diese nicht, wenn die Gesichtsmaske gebrochen ist, ein Loch oder eine Undichtigkeit aufweist.
4. Waschen Sie die Gesichtsmaske nicht mit Wasser, da Wasser die Filterfähigkeit und den Schutz beeinträchtigt.
5. Dunsten Sie die Gesichtsmaske nicht und stellen Sie sie nicht in die Mikrowelle.
6. Halten Sie die Maske von Dämpfen, Ölen, Chemikalien, Farben, Flüssigkeiten, Säuren und Laugen fern.
7. Entsorgen Sie die Gesichtsmaske, wenn sie ziemlich schmutzig wird oder der Atemwiderstand offensichtlich zunimmt.

Tragemethode / WEARING METHOD:

Öffnen Sie die Maske und legen Sie es auf den Nasenrücken an. Wenn Sie die Maske angezogen haben, drücken Sie auf den Nasenrücken, um Sie zu schließen.

Open the mask and place the bridge of the nose on it. After wearing the mask, press the bridge of the nose to close it. The protective effect is better.

CAUTIONS:

1. Keep the face mask clean before use, do not touch the inner side of facemask.
2. Ensure the face mask fit to face, by adjusting the nosepiece, keeping mask edge close to face.
3. Check the air sealing of mask, do not use if the facemask is broken or with hole or leakage.
4. Do not wash the facemask with water, water will destroy filtering ability and protection.
5. Do not steam the facemask, and do not put it in microwaves.
6. Keep the face mask away from vapor, oils, chemicals, paints, liquid, acid, alkaline objects.
7. Discard the face mask when it gets quite dirty or breathing resistance increase obviously

**VERFALLSDATUM/ Expiration Date:**

Lagertemperatur: -20~38°C, Lagerfeuchtigkeit ≤80%, Haltbarkeit: 2 Jahre in trockenen Innenräumen.

The storage temperature is -20~38°C, the storage is moderate ≤ 80%, The validity period is 2 year in the dry indoor environment.



FABRIK / MANUFACTORY: Hunan Dreaming Cloud E-Commerce CO., Ltd

ADRESSE / ADDRESS : Block 1, Smart Tech Park, 57# Huangxing Avenue, Changsha Economic and Technological Development Zone, Changsha, Hunan, China

EC REP

Sunbeam International GmbH, Schumanstr. 12
52146 Würselen Germany



25146 Würselen Germany
Sunbeam International GmbH

EC REP

Сделано в Китае. Товары и услуги, зарегистрированные в Китае. Товары и услуги, зарегистрированные в Китае.



ANLEITUNG**Norm:**

Dieses Produkt entspricht der Norm EN149:2001 + A1:2009 für Atemschutzgeräte – Halbmaske zur Filterung zum Schutz vor Partikeln. Diese Filtermasken sind gemäß der Verordnung der Europäischen Kommission (EU) 2016/425 über PSA als Persönliche Schutzausrüstung in der Kategorie III eingestuft und entsprechend gekennzeichnet.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Staubmaske ist als Kategorie FFP 2 eingestuft. Sie schützt vor Partikeln, Nebel, Rauch und Aerosolen auf Ölbasis. Die Verpackung schützt die Maske vor der Verwendung. Schützt wirksam vor Pollen. Die Maske kann nur zum persönlichen Schutz verwendet werden, nicht für medizinische Zwecke. Maske nicht bei der Brandbekämpfung und in explosionsgefährdeten Bereichen nutzen.

Dichstest

1. Bedecken Sie die Maske vorsichtig mit beiden Händen ohne den Dichtsitz zu verändern.

2. Stark Ausatmen;

3. Bei einer Leckage im Nasenbereich, den Nasenbügel neu anpassen, Dichtsitzprüfung wiederholen.

4. Bei einer Leckage am Maskenrand, den Sitz der Bänder überprüfen und anpassen. Dichtsitzprüfung wiederholen.

Wenn Sie KEINEN richtigen Dichtsitz erreichen können, betreten Sie NICHT den Gefahrenbereich. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten.

Warnungen und Einschränkungen:

- Vergewissern Sie sich immer, dass das Produkt:

- Geeignet ist für die Anwendung;

- Korrekt angelegt ist;

- Während des gesamten Aufenthalts im Gefahrenbereich getragen wird;

- Ersetzt wird, wenn notwendig.

- Richtige Auswahl, Schulung, Gebrauch und gegebenenfalls Reinigung sind die Voraussetzungen dafür,

- dass das Produkt den Anwender vor bestimmten luftgetragenen Gefahrstoffen schützt.

- Die Nichtbefolgung aller Anweisungen zur Anwendung der Maske und/oder die Fehlbearbeitung

während des Aufenthaltes im Gefahrenbereich kann die Gesundheit des Anwenders beeinträchtigen

und zu schweren Erkrankungen oder Dauerschäden führen.

- Beachten Sie bei der Auswahl und richtigen Anwendung nationale Bestimmungen und alle mitgelieferten Informationen.

- Vor Gebrauch muss der Anwender, in Übereinstimmung mit den nationalen Regeln, in der funktions

- gerechten Handhabung geschult sein.

- Dieses Produkt schützt nicht vor Gasen und Dämpfen.

- Verwenden Sie die Maske nicht in Umgebungen mit weniger als 19,5% Sauerstoff

- Verwenden Sie die Masken nicht in Umgebungen mit unbekanntem Gefahrstoffen oder Konzentra

- tionen, die die zulässigen Höchstwerte übersteigen.

- Verwenden Sie die Maske nicht, wenn Gesichtshaare im Bereich des Dichtstrandes einen korrekten

- Dichtsitz der Maske verhindern.

- Verlassen Sie sofort den belasteten Bereich, wenn:

a) Das Atmen schwer fällt.

b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten.

c) Die Maske beschädigt wird.

d) Geruch oder Geschmack des Gefahrstoffs oder eine Reizung auftritt.

- Entsorgen und ersetzen Sie die Maske, wenn sie beschädigt ist, der Atemwiderstand stark erhöht ist

- oder am Ende einer Schicht.

- Die Maske darf niemals verändert oder repariert werden.

- Die Maske ist zum einmaligen Gebrauch vorgesehen und ist danach entsprechend der nationalen

- Vorgaben zu entsorgen.

Transport und Lagerung:

Die Partikelmasken haben eine Lagerdauer von 2 Jahren. Das Ende der Lagerdauer ist auf der Verpack-

- ung angegeben. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch immer, dass das Produkt noch innerhalb der Lager-

- dauer liegt. Das Produkt sollte sauber, trocken und im Temperaturbereich von -20°C bis +38°C bei einer

- maximalen rel. Luftfeuchtigkeit von 80% gelagert werden. Für Lagerung

- und Transport die Originalverpackung verwenden. Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.

RECYCLED POLYESTER
NON WASHABLE
HSD001A, FFP2 NR
EN149:2001+A1:2009
CE 2197

HYCISUN

QUALIFIED CERTIFICATE

产品名称 FFP2个人防护口罩(不作为医疗防护使用)

Product Name: FFP2 personal protective mask (for personal protective only)

执行标准 EN149:2001 + A1:2009

Standard EN149:2001 + A1:2009

产品规格 16x10.5厘米

Product Size 16x10.5CM

材质 30%熔喷布+70%无纺布

Material 30% MELT-BLOWN非织造纤维+70%NONWOVEN FABRIC



质检员

Checker

生产日期

QC:01

生产批号

PD: SEE ON PACKAGE

Lot code

LOT: SEE ON PACKAGE

使用周期

一次性

Usage count

Single use

有效期

2年

Period of validity

2 years

生产企业

湖南云想生活电子商务有限公司

Manufacturer

Hunan Dreaming Cloud E-Commerce CO., Ltd

生产地址

长沙经济技术开发区黄兴大道南段

57号星为创芯园1栋501号

Address

Block 1, Smart-Hub, 57# Huangxing Avenue, Changsha

Economic and Technological Development Zone, Changsha

Hunan, China

MADE IN CHINA

储存条件: 本品应储存温度-20~38°C, 储存湿度≤80%
避光干燥的室内环境下, 通风良好, 无腐蚀性气体的清洁
环境中, 如贮存不当导致发霉变质禁用。

STORAGE CONDITIONS: SHOULD STORE IN DRY, CLEAN AND
WELL-VENTILATED ROOM WITH TEMPERATURE IN 20~38°C, and
relative humidity less than 80%. No corrosive gas environment
without condensation. Please do not use if the product gets moldy or
discolored due to storage damage.

本产品为个人防护用品, 不作为医疗防护使用

THIS PRODUCT STANDS PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT DIRECTIVE
(PERSONAL PROTECTIVE ONLY)

MADE IN CHINA

湖南云想生活电子商务有限公司
Hunan Dreaming Cloud E-Commerce Co., Ltd
长沙经济技术开发区黄兴大道南段57号星为创芯园1栋501号
Changsha Economic and Technological Development Zone, Changsha, Hunan, China